

Homeopatía Auxiliada por Computadora

HOMEOPAC no detecta la llave de acceso Instrucciones para obtener controlador vía Internet

Controlador para WINDOWS - System Driver Para HOMEOPAC versión 2.2 y Windows: 3.x, 95, 98, Me, NT, 2000, XP

Si HOMEOPAC no detecta la llave de acceso es necesario instalar el *system driver* (página 2-5 del manual de usuario). Para garantizar compatibilidad con Windows se requiere la versión más reciente de HOMEOPAC (2.2) y del *system driver* (5.39). El *system driver* es indispensable para las versiones nuevas de Windows (NT, 2000 y XP) y conveniente en todas las anteriores.

Instrucciones:

1.	Descargue de <u>www.homeopac.com/files</u> el archivo SD539.EXE. Déjelo en su escritorio. En algunas configuraciones de Windows sólo verá <u>Sd539</u> y su icono como se muestra a la derecha.	Sd539.exe
2.	Ejecute el programa SD539.EXE dándole doble clic a su icono. Aparecerá una ventana como se muestra a la derecha. Oprima el botón OK	WinImage Self Extractor X Viting on Eloppy OK File gxtraction Cancel Image File About Writing on Floppy Engret
	En general no hace falta modificar las opciones del programa Extractor.	File extraction File extraction C:\\VIN98\TEMP\ Browse Increment directory Videoptions dia
		Writing image ine Browse Direar diskette con driver para llave de Acceso. OPRIMA "OK" Ejecutar el programa: A:\DRIVER\SETUP Contiene "System Driver" 5.39 para la llave de HOMEOPAC.
3.	El programa le pedirá insertar un disquete en la unidad A: (<i>Unidad floppy</i>). El disco debe estar libre de virus y sin información.	Batch assistant X Insert floppy to write Aceptar Cancelar
	Una vez metido el disquete de clic en Aceptar.	



Homeopatía Auxiliada por Computadora

4. El programa extractor creará el disquete escribiendo y verificando todos los datos garantizando que el disco este libre de errores.

En caso de cualquier falla deberá repetir desde el paso 2 con otro disquete de mejor calidad.

Una vez creado el disquete sáquelo y rotúlelo con la leyenda *"Driver* para Llave de Acceso de HOMEOPAC versión 5.39".



5. Instalación del *system driver* para la llave de acceso de HOMEOPAC.

Inserte el disquete con la leyenda: *"Driver* para Llave de Acceso de HOMEOPAC versión 5.39".

Ejecute el programa SETUP del disquete. De clic en *Inicio / Ejecutar*. Teclee en Abrir: *A:\DRIVER\Setup.exe* Oprima: Aceptar.

El *System Driver* no manda ningún mensaje. Sin embargo se carga como un programa residente. La llave de acceso funcionará correctamente.





El *System Driver* de la llave de acceso aparece en la lista de programas instalados en Windows con la leyenda <u>Sentinel System Driver</u>. Para ver dicha lista es necesario abrir el Panel de Control (Clic en *Inicio / Configuración / Panel de Control*) y elija la opción Agregar/Quitar Programas.

En el disquete *"Driver* para Llave de Acceso de HOMEOPAC versión 5.39" existen otros programas que son útiles para el diagnóstico de problemas. En caso de tener alguna dificultad tenga dicho disquete a la mano antes de llamar pues será necesario para poder ayudarlo.